

3M™ リットマン® ステソスコープ
医学生向け

3M™ Littmann® Stethoscopes



Don't miss
the Sounds
You need to hear

3M™ リットマン® ステソスコープは、
50年以上にわたり世界中の多くの
医療従事者に選ばれ、
ご愛用いただいております。
医師を目指す皆様にお薦めしたい聴診器です。

3M™ リットマン® ステソスコープの詳しい情報は...

<http://www.littmann.jp/>

3M

3M[®] リットマン[®]
カーディオロジ-Ⅳ[™]
 ステソスコープ
 3M[®] Littmann[®] Cardiology IV[™] Stethoscope
 臨床研修 / OSCE (オスキー) 対応


6170
 6154
 6152
 6152

この1器でOSCEにも臨床研修にも使用できます。

両面に大小のサスペンデッド・ダイアフラムがついた成人・小児両用タイプ

優れた音響特性を


チェストピース
伝統的なデザインと、
曲線的なフォルムの
チェストピースをあわせ持つ
進化した医師向け聴診器です。



高感度ツーンワン・チューブ
チェストピースで捉えた生体音を効率良く
忠実に耳まで届ける構造です。
しなやかで厚みがあり、外部からの雑音を
遮断するので微弱な音もしっかり伝えます。



サスペンデッド・ダイアフラム
チェストピースを皮膚にあてたまま、
押さえつける力の強弱で低周波音と
高周波音のモード切り替えができます。



チェストピース：成人・小児両用型チェストピース（ステンドレス）
 ダイアフラム （直径：成人用 約45mm 小児用 約35mm）
 チューブ ・高感度ツインワン・チューブ バイノーラル
 全長／重さ 約69cm／約177g
 約56cm／約167g（シヨートレングス）※1
 約69cm／約180g（エディションモデル）※2

販売名:リットマンステスコープ
一般医療機器 届出番号:13B1X10109000218

製品名	カラー	素材	サイズ
ハイパー・トラム	シルバー	ステンレス	6151
ハイパー・トラム	シルバー	ステンレス	6152
ハイパー・トラム	シルバー	ステンレス	6154
ハイパー・トラム	シルバー	ステンレス	6156
ハイパー・トラム	シルバー	ステンレス	6158
ハイパー・トラム	シルバー	ステンレス	6162

製品番号	チューブカラー	スティックカラー	ブラック
6165	ブラック	ブラック	ブラック
6205	プラム	バイオレット	バイオレット

Black Edition		ブラックエディション	
	6200	ハイノラは金型製造仕上げ	チェンブラー
		製品番号	
		6163	ブラック
		6168	ネイビーブルー
		6200	ブラック
	6201	ブラック	フル
	6203	ブラック	ハイオレット

製品番号	チューブカラー	ステムカラー	シルバー
6170	バーガンディ	赤	シルバー
6171	ブラック	黒	シルバー

ハイノール専用吸着面は上げ

ハイノーマル金属部塗装仕上げ
製品番号 | チューブカラー
6179 ブラック スモーク

ハイノーマル金属部塗装仕上げ
6190 カリビアンブルー モー

6202

6202

ハイノール金属部製造仕掛け

製品番号

チェンブカラー	スチムカラー	ブラック
6202	ブルー	ブルー
6204	ブルー	ブルー

6202

チェンブカラー

スチムカラー

ブルー

ブルー

ブラック

チェンブカラー

スチムカラー

ブルー

ブルー

ブラック

希望本体価格 (税込)